


Instrukcja obsługi dla pacjentów w systemie IntelliLab

Na podany przez pacjenta adres skrzynki pocztowej (e-mail) zostanie wysłana wiadomość z linkiem do ustawienia hasła.


Klikając w link zostaniesz przeniesiony do przeglądarki internetowej.

Wpisz dwukrotnie nowe hasło i wybierz “Ustaw nowe hasło”.




The screenshot shows a green background with the IntelliLAB logo at the top. Below the logo is a white box containing the form. The form has a title "Wprowadź nowe hasło" and two input fields: "Wprowadź hasło" and "Wprowadź hasło ponownie". A green button labeled "Ustaw nowe hasło" is positioned at the bottom of the form.

Następnie, aby zalogować się do systemu nowym hasłem, kliknij na “Powrót do strony logowania”.



The screenshot shows a green background with the IntelliLAB logo at the top. Below the logo is a white box containing a confirmation message. The message reads "Zmiana hasła" and "Twoje nowe hasło zostało zapisane". Below the message is a blue link labeled "Powrót do strony logowania".


Po podaniu hasła będziesz mógł się zalogować i przeglądać wyniki swoich badań.



The image shows the IntelilAB login interface. It features a green header with the IntelilAB logo. Below the header is a white box titled "Logowanie". Inside this box, there are two input fields: "Login" and "Hasło". Below the "Hasło" field is a green button labeled "Zaloguj do systemu". At the bottom of the white box, there is a blue link that says "Nie pamiętasz hasła".

W polu „Login” podaj swój Pesel. W pole „Hasło” wpisz swoje nowe hasło i naciśnij „Zaloguj do systemu”.


Po zalogowaniu do systemu Intelilab zobaczysz listę wszystkich Twoich zleceń. W celu podglądu wyniku badania wybierz odpowiedni raport w kolumnie „Pobierz PDF”. Po chwili wygeneruje się raport z Twoimi wynikami.



The image shows the IntelilAB dashboard. At the top, there is a red header with the IntelilAB logo and a user profile icon. Below the header, there is a dark grey bar with the text "MOJE ZLECENIA". Below this bar, there is a red heading "LISTA ZLECEŃ". The main content is a table with four columns: "ID zlecenia", "Data i godzina rejestracji", "Lekarz kierujący", and "Pobierz PDF". The table contains eight rows of data, each with a unique ID, a date and time, "b.d.", and a "raport" link.

ID zlecenia	Data i godzina rejestracji	Lekarz kierujący	Pobierz PDF
00394929	2017-06-22 07:20	b.d.	raport
00243466	2017-06-01 08:24	b.d.	raport
00236380	2017-04-29 07:28	b.d.	raport
00215887	2017-04-06 08:08	b.d.	raport
00214330	2017-03-08 08:09	b.d.	raport
00201171	2017-02-08 07:43	b.d.	raport
00198185	2017-01-23 07:32	b.d.	raport
00170008	2017-01-10 08:07	b.d.	raport

Jeśli zapomnisz hasło - możesz je odzyskać klikając w "Nie pamiętasz hasła". Po podaniu adresu e-mail dostaniesz wiadomość umożliwiającą utworzenie strony, na której wprowadzisz nowe hasło.



The image shows a login form for InteliLAB. At the top, the text "InteliLAB" is displayed in white on a green background. Below this, the form is titled "Logowanie" (Login). It contains two input fields: "Login" and "Hasło" (Password). A green button labeled "Zaloguj do systemu" (Log in to the system) is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link labeled "Nie pamiętasz hasła" (Forgot your password?), which is highlighted with a red rectangular border.